




PRESSALIT®

Article Numéro article	Kit vis de montage V8666 (8 pièces), pour béton cellulaire V8666
Description	EAN:5708590351285  Kit vis de montage, 8 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6, pour béton cellulaire. Nécessaire pour : PLUS barres d'appui : RT100, RT101, RT102, RT103, RT104, RT110 PLUS ensembles tablettes pivotantes : RT490, RT491 Kit vis de montage, 8 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6, pour béton cellulaire
Matériaux	Acier inoxydable et plastique

pressalit.com